


SKYLUX Handle Cover

无影灯用ディスポーザブルハンドルカバー



特徴

- ・リユースハンドルに比べて洗浄・滅菌コストと工数の削減
- ・収納保管スペースを最小限化
- ・不潔になった場合、迅速に対応できる
- ・簡単に装着・取外しできる


メリット1 省スペースで収納保管しやすい

多数のハンドルを管理することがなく、
保管スペースを最小限化します。



メリット2 簡単に装着・取外し可能

装着手順




取外し手順




メリット3 使用後に廃棄することで作業工数を低減

リユースハンドル



スカイルックスハンドルカバー



工数削減

仕様

商品名	スカイルックスハンドルカバー	ディスポカバー専用ハンドル
写真		
商品コード	V1702	UOSSK1024
入数	1枚入り×100個/箱	-

本製品を除く同様の无影灯用ディスポーザブルハンドルカバー及びディスポカバー専用ハンドルが多く存在しますが、当社で当社无影灯の診療用照明器及び手術用照明器と適合検証を行っておりません。
従いまして適合の判断、安全性の担保は出来かねます。

本社 / 関東支店 / OVERSEAS
〒101-0065
東京都千代田区西神田 2-3-16 6F
TEL : 03-5212-6021 / FAX : 03-5212-6022
International Group TEL : +81-3-5212-6023

大阪支店
〒564-0053
大阪府吹田市江の木町 27-15
TEL : 06-6192-7570 / FAX : 06-6192-7571

仙台支店
〒982-0014
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4
TEL : 022-304-3631 / FAX : 022-304-3633

広島支店
〒732-0811
広島県広島市南区段原 4 丁目 21-6
TEL : 082-510-2015 / FAX : 082-510-2016

北関東支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1
TEL : 048-658-0077 / FAX : 048-658-0078

福岡支店
〒816-0932
福岡県大野城市瓦田 5-3-29
TEL : 092-588-3322 / FAX : 092-588-3323

名古屋支店
〒486-0951
愛知県春日井市花長町 2-7-35
TEL : 0568-36-8920 / FAX : 0568-36-8921

埼玉工場
〒340-0834
埼玉県八潮市大字大曾根 1526-1
TEL : 048-994-2621 / FAX : 048-994-2622

SKYLUX® 山田医療照明株式会社

<https://www.skylux.co.jp>